

<p>Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière Québec Hôpital Pierre-Le Gardeur</p> <p align="center">LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE</p>	<p align="center">SIL-PRO-054</p> <p align="center">Statut : Approuvé</p>
<p align="center">SOFTLAB – INFORMATIONS CONCERNANT LE PRELEVEMENT</p>	<p align="center">Version 001</p>
	<p align="center">Mise en vigueur : 2016-05-03</p>
	<p align="center">Page 1 de 3</p>

1- OBJECTIF/CONTEXTE/DOMAINE D'APPLICATION

Cette procédure décrit la marche à suivre pour inscrire la date et l'heure du prélèvement ainsi que la signature de la personne ayant procédé au prélèvement dans le système informatique SoftLab.

Ce document est destiné aux phlébotomistes des centres de prélèvement.



2- DÉFINITIONS/ABRÉVIATIONS

SIL : système informatique du laboratoire


3- MATÉRIEL REQUIS

Ordinateur avec SoftLab/Mic installé

4- ÉNONCÉ/SYSTÈME DE FONCTIONNEMENT

Étape	Actions
1	<p>Cliquer sur « Phlébotomie », « Prélèvement ».</p> 
2	<p>S'assurer que la case « Collection en lot » est sélectionnée.</p> 
3	<p>Scanner chaque tube prélevé avec l'étiquette apposé sur celui-ci.</p>
4	<p>Le numéro du tube ainsi que son extension apparaissent dans la fenêtre au fur et à mesure qu'un tube est scanné.</p>

<p>Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière Québec Hôpital Pierre-Le Gardeur</p> <p align="center">LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE</p>	<p align="center">SIL-PRO-054</p> <p align="center">Statut : Approuvé</p>
<p align="center">SOFTLAB – INFORMATIONS CONCERNANT LE PRELEVEMENT</p>	<p align="center">Version 001</p>
	<p align="center">Mise en vigueur : 2016-05-03</p>
	<p align="center">Page 2 de 3</p>

Étape	Actions
5	<p>Lorsque tous les tubes prélevés sont scannés, appuyer sur « Sauvegarder ». La date, l'heure et les initiales de la personne connectée à SoftLab s'inscrivent automatiquement au niveau des informations du prélèvement.</p> 

5- DOCUMENTS ASSOCIÉS

N/A

6- RÉFÉRENCES

N/ A

7-ENREGISTREMENT DES MODIFICATIONS

Version	Pages	Description de la modification	Approuvé par	Date AAAA-MM-JJ
001		Implantation ISO	Brigitte Moisan	2016-05-03


8- RÉVISION

La personne autorisée soussignée a révisé ce document à la date indiquée et l'a reconduit sans modification majeure.

Version	Nom	Signature	Date AAAA-MM-JJ
001	Steve Bellehumeur		2019-05-10

<p>Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière Québec Hôpital Pierre-Le Gardeur</p> <p align="center">LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE</p>	<p align="center">SIL-PRO-054</p> <p align="center">Statut : Approuvé</p>
<p align="center">SOFTLAB – INFORMATIONS CONCERNANT LE PRELEVEMENT</p>	<p align="center">Version 001</p>
	<p align="center">Mise en vigueur : 2016-05-03</p>
	<p align="center">Page 3 de 3</p>

9- HISTORIQUE DES VERSIONS

Version	Actions	Nom et prénom	Signature de l'approbateur	Mise en vigueur AAAA-MM-JJ
001	Préparé par	Steve Bellehumeur		2016-05-03
	Vérifié par	Marie Élémond		
	Approuvé par	Brigitte Moisan		
002	Modifié par			
	Vérifié par			
	Approuvé par			

Dernière révision le : 2019-05-10

Fichier : SIL-PRO-054 SoftLab – Informations concernant le prélèvement